


909_Mega-C_Teaser_dt_2019-10_001

Waldemar Link GmbH & Co. KG
 Barkhausenweg 10 · 22339 Hamburg
 Tel. +49 (0)40 53995-0 · info@linkhh.de
 www.linkorthopaedics.com

Läuft
 MEGA...



Bewährt

Sicher

Stark

Beeindruckend anpassungsfähig...

MEGASYSTEM-C

MEGASYSTEM-C

Tumor- und Revisionsystem

Für fein abgestuften partiellen und langstreckigen Knochenersatz
in geringer Abstufung sowie Femurtotalersatz

Starke Lösungen

- **Intraoperative Flexibilität** durch Kompatibilität zu LINK Standard-Revisions-Implantatsystemen.
- **Geringer Kosten- und Zeitaufwand** zu vergleichbarer Sonderanfertigung.
- Spezifisch erweitertes **LINK MEGASYSTEM-C Instrumentarium** – basierend auf LINK Instrumenten zum Endo-Modell SL und MP Rekonstruktionsprothesen-System.

Sichere Implantate

- **Modularität** bietet dem Operateur die Möglichkeit intraoperativ auftretenden Situationen flexibel und patientenbezogen zu begegnen.
- **Intraoperative Längenänderungen** in 10-mm-Schritten möglich.
- **Zementfreie Verankerung** folgt dem **Wagner-Prinzip**.

Eine **Überlebensrate** von **86,8 %** in **10 Jahren** mit einer insgesamt geringen Komplikationsrate bei onkologischer Indikation.¹

10 Jahre
86,8%¹
Überlebens-
rate

1 De, M. Gori, et al. "Complications and survival of mega-protheses after resection of bone metastases." Journal of biological regulators and homeostatic agents 31.4 suppl 1 (2017): 43-50.

Bewährte Funktionsweise

- Hergestellt aus **Hochleistungs-Legierungen**.
- Zuverlässige **Kupplungsmechanismen** und **Konusverbindungen**.
- **Kniekomponenten basierend** auf den erfolgreichen LINK Endo-Modell Kniegelenk-Prothesensystemen mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Läuft MEGA...